

ヨシダに新ユニット誕生!!

EXCEED **Cs**

/ エクシード シェーズ /


エクシードCsは
歯科医師・衛生士・患者さん
みんなに快適!



YOSHIDA

EXCEED Cs

/ エクシード シェーズ /



うん
そうなんだ
ヨシダのエクシードCsを
入れたんだよ


最近ユニットを
新しく入れたん
だって？

歯科医師(50歳)

エクシードCsを導入

歯科医師(50歳)

そろそろユニットの買い替えを考えている





洗練されたカラーリング




エクシードCsは、洗練されたカラーとテクスチャーによる2つのスタイル「Active」と「Prime」をご提案。好みに合わせたカイトキな診療空間を作り出します。

Prime プライム

■ パネルカラー

テクスチャ仕様のパネルカラー。表情豊かな質感が上質なインテリアを演出します。



ウェーブゴールド



ウェーブブラック



ブレイブシルバー



ブレイブブラウン

■ ずっとフィットプライムシート(縫製タイプ)

職人がひとつずつ縫い上げたチェアシート。レザー特有のテクスチャと豊富な落ち着いたカラーが、高級感のあるインテリアにぴったりです。



リッチブラック



フレンチベージュ



バニラホワイト



ショコラブラウン



ブルゴニューレッド



グランブルー



ブリテッシュグリーン



イタリアンレッド



L-2532



L-8146



L-2533



L-8149



L-2537



L-2543




L-2538

※カラー及び製品の仕様は改良等により予告なく変更する場合がございます。色調は実際のものと異なる場合がございます。

Active アクティブ**■パネルカラー**

塗装タイプのパネルカラー。ビビットなカラーは医院のワンポイントと相性抜群！



ホワイト



ロッソ



ロタブルー




ネオンライム




シルバー

■ずっとフィットシート(ノーマルシート)


縫い目がなく清掃性に優れたチェアシート。イタリア製の人工レザーを使用し、目にも鮮やかなカラーが明るいインテリアのアクセントになります。




レッドメタリック




オーシャンメタリック



ライムグリーン



シャンパンホワイト



ブラックメタリック

自分のイメージに
合う医院づくり
ができるよ



※イメージです。



乗り降りしやすいカイトキチェア





チェアの初動と停止時の振動を低減



チェアの動きも衝撃の少ない「スロースタート スローストップ」機能を採用。優しい動作で患者さんをおもてなしします。




新しい座り心地でカイトキ!


ゆったりとした広いシートで、リラックスして診療を受けられます。

★バックレスト上下機構

身長に合わせてスライド調整。長時間の治療もリラックスして受けられます。




※上下ストローク幅8cm






ワンタッチで上下するチェア



誰でも「ずっとフィット」



素材の弾性をいかした人間工学設計のバックレスト。






治療中の腰への負担を軽減



エクシード Cs のランバーサポートは長時間、同じ体勢でも疲れにくいです。



ランバー
サポート

バックレストのカーブが自然な姿勢の S 字曲線を保つので、とても楽に治療を受けられます。




ゆったり広いバックレストサイズ



これまでのユニットと比べてエクシード Cs のバックレストは、広くゆったりしており、体にフィットします。


【バックレストサイズの比較】

従来品



ヒジも
しっかり
置けます。

エクシード Cs




女性の皆さん
ご安心を！



寝心地もカイテキチェア

足とじカーブの曲線は、足が自然に閉じるのでスカートの女性も安心して診療を受けられます。




足とじカーブ

座面のこの部分のカーブが効いて、足が自然と閉じます




ウェルカムスピットンでおもてなし

エクシード Cs のスピットンは、患者さんがうがいしやすい位置まで回転します。



とても
おもてなし
されてる気分!





お手入れ楽ラク、フラットデザイン

エクシード Cs は、凹凸面が少ないフラットなデザイン
なので、お手入れ楽ラク！



業界初！テーブルとパネル部が一体化したシリコン製カバーを採用



汚れやすいテーブルやスイッチパネルをキレイにするのはいつも大変！



テーブルとパネル部が一体化した業界初のシリコン製カバー。取り外して丸ごと洗え、いつでも新品のカバーと交換できます。

いつも
キレイな状態だから
歯科医院にも患者さん
にも嬉しい！




テーブルの清掃時間が大幅軽減！



なかなか取れなかったワックスなどがシリコン製カバーによってカンタンに取れます！

従来品

ワックス




※イメージです。

エクシードCs

ペリッ

シリコン製
カバー



※ワックスの種類により色移りのおそれがあります。

シリコンだから
滅菌も可能です




シリコン製カバーは
カンタンに取り外せるので、
まるごと水洗いできます。




上質な美しさを演出するユニット天板

ユニット天板は、よりお手入れしやすく、石目のテクスチャが上品な人工大理石と樹脂製から選べます。



樹脂



人工大理石




※イメージです。

見た目も
ゴージャス！
そうじもしやすい
です！





細部までお手入れできるパーツ

各パーツが取りはずせるため、細かいおそうじが可能。



細かいところ
までお手入れ
できるわ！






フラッシング機能も搭載



インスツルメント類とコップ給水の滞留水を自動サイクルで排出し、水回路をクリーンに保ちます。



お手入れ
しやすそう!


片づけが
スムーズに
なったよ!



患者さんに近づく診療ポジション

切り欠き形状の薄いバックレストで、より患者さんに近い診療ポジションを実現。

バックレスト
肩の切り欠き




治療もすごく
しやすくなった
んだよ



動線をスムーズにするドクターテーブル

ドクターテーブルがチェアの背面まで移動できるのでスムーズな患者さん導入とさまざまな診療ポジションが可能。



これなら
車イスも横づけ
できるね

ドクター
テーブル




充実のオプション診療アイテム



無線フットコントローラー、センサーライト、チェアとインスツルメントが操作できるタブレットなど診療をサポートするオプションアイテムも充実しています。





無線フットコントローラー



タブレット操作









エクシード Cs 特設サイトでは、色の組み合わせや
ほかの特徴も観ることができます。

YOSHIDA
発行元 株式会社吉田製作所